

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Idh3A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50213

Número de artículo: CM0018002



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra IDH3A humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. El inmunógeno de proteína recombinante garantiza la especificidad. Adecuado para el estudio del ciclo del TCA y enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | IDH3A Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Observaciones/alias | RP90; IDH3A                                                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID              | 3419                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-366 de IDH3A humano (NP_005521.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                                               |
| SWISS               | P50213                                                                                                                            |
| Peso proteico       | 40 kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |