

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Idh3B Para Wb, If, Elisa - O43837

Número de artículo: CM0017369



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IDH3B, la subunidad beta de la isocitrato deshidrogenasa mitocondrial dependiente de NAD. Validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad en humanos, ratones y ratas. Ideal para la investigación del ciclo de Krebs (TCA) y la función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	IDH3B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RP46; IDH3B
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3420
ID de gen	3420
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-170 de la IDH3B humana (NP_008830.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O43837
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo