


Anticuerpo Policlonal Anti-Ido1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P14902

Número de artículo: CM0019037



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IDO1 humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta IDO1 humano y de rata. Herramienta esencial para la investigación del metabolismo del triptófano y la regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IDO1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IDO; INDO; IDO-1; IDO1
Especie	Humano
ID del Gen	3620 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-403 de la IDO1 humana (NP_002155.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P14902
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo