


Anti-Ido1 Conejo Polymab® Para Wb, If/Icc, Elisa - P14902

Número de artículo: CM0003468



Introducción

Anti-IDO1 Conejo PolymAb® de alta calidad para aplicaciones de WB, IF/ICC, ELISA. Detecta IDO1 humano (P14902), una enzima clave en el catabolismo del triptófano y la tolerancia inmune, adecuada para investigación en cáncer e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IDO1 Conejo PolymAb®
Observaciones/Alias	IDO; INDO; IDO-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3620
GeneID	3620
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-403 de IDO1 humano (NP_002155.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P14902
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo