


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Ids Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22304

Número de artículo: CM0023420



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra la Iduronato 2-sulfatasa humana (IDS). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para investigación de enfermedades de almacenamiento lisosomal y estudios de biomarcadores.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del Producto	IDS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ID2S; MPS2; SIDS; IDS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3423
GeneID	3423
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-290 de la IDS humana (NP_000193.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22304
Peso Molecular	62kDa
Envío	Bolsa de hielo