

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ier3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46695

Número de artículo: CM0030071

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-IER3 para aplicaciones de western blot, IHC en parafina y ELISA. Detecta IER3 humano y de ratón, un marcador clave en la señalización de ERK y la resistencia al estrés en el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IER3 Rabbit pAb
Notas / Alias	DIF2; IEX1; PRG1; DIF-2; GLY96; IEX-1; IEX-1L; IER3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8870
GeneID	8870
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de IER3 humano (NP_003888.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P46695
Peso de la proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo