

Anticuerpo Policlonal Anti-Iffo2 Para Wb, Elisa - Q5Tf58

Número de artículo: CM0026120

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IFFO2 (familia de filamentos intermedios huérfano 2), validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de esta proteína conservada de filamento intermedio de hélice superpuesta (coiled-coil).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFFO2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IFFO2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	126917
GeneID	126917
Inmunógeno	Proteína recombinante de IFFO2 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5TF58
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo