

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ifi16 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16666

Número de artículo: CM0017380



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IFI16 humana (alias PYHIN2, IFNGIP1) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para investigación en inmunidad innata, inflamación y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IFI16 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PYHIN2; IFNGIP1; IFI16
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3428
ID del gen	3428
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de IFI16 humana (NP_001351796.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16666
Peso de la proteína	88kDa
Envío	Bolsa de hielo