

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ifi16 - Q16666

Número de artículo: CM0022818



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-IFI16 para WB, FC, ELISA. Detecta IFI16 humano, un sensor de ADN de la inmunidad innata y regulador transcripcional implicado en la defensa viral y el cáncer. Ideal para estudios de inmunodetección.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFI16 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IFI16; IFNGIP1; PYHIN2; proteína 16 inducible por interferón gamma
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3428
ID de Gen	3428
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 500-785 del IFI16 humano (NP_001351796.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q16666
Peso Proteico	75kDa/82kDa/88kDa
Envío	Bolsa de hielo