

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ifi27 Para Wb Y Elisa - P40305

Número de artículo: CM0015947

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo IFI27 (alias ISG12A) reconoce específicamente la proteína 27 inducible por interferón alfa, mitocondrial. Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA, presenta reactividad cruzada con rata. Ideal para investigar la apoptosis inducida por interferón de tipo I, los mecanismos de defensa viral y la señalización mitocondrial. Generado contra un péptido sintético dentro de los aminoácidos 1-100 del IFI27 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFI27 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P27; ISG12; FAM14D; ISG12A; IFI27
Especie	Humano
GeneID	3429 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del IFI27 humano (NP_005523.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P40305
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo