

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Ifi30 Para Wb Y Elisa - P13284

Número de artículo: CM0015470

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra IFI30 (GILT) humano, adecuado para Western blot y ELISA. Útil para el estudio del procesamiento de antígenos de MHC clase I/II y la actividad tiorreductasa lisosomal en células presentadoras de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFI30 Rabbit pAb
Notas/Alias	GILT; IP30; IP-30; IFI-30; IFI30
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10437
GeneID	10437
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de IFI30 humano (NP_006323.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P13284
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo