

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ifi35 Para Wb Y Elisa - P80217

Número de artículo: CM0018777

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IFI35 (IFP35) humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano y ratón. IFI35 es una proteína inducida por interferón que regula las respuestas inmunitarias innatas y la señalización de NF-kappa-B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFI35 Conejo pAb
Observaciones/Alias	IFP35; IFI35
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3430
GeneID	3430
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-288 de IFI35 humano (NP_005524.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P80217
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo