

Anticuerpo Policlonal Anti-Ifi44 De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tcb0

Número de artículo: CM0027145

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a IFI44, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce IFI44 humano, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de estructuras microtubulares inducidas por interferón e investigación en proteómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo IFI44
Observaciones/Alias	p44; MTAP44; A430056A10Rik; IFI44
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	10561
GeneID	99899
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del IFI44 de ratón (NP_598632.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TCB0
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo