


Anticuerpo Policlonal Anti-Ifit2 Para Wb, Elisa - P09913

Número de artículo: CM0012989



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a IFIT2 (ISG54) humano, validado para WB y ELISA. Adecuado para investigación de inmunidad antiviral, señalización por interferón y estudios de apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	IFIT2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P54, G10P2, IFI54, ISG54, cig42, IFI-54, IFIT-2, ISG-54, GARG-39, IFI-54K, ISG-54K, ISG-54 K, IFIT2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3433
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 273-472 de IFIT2 humano (NP_001538.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlinales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P09913
Peso de la Proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo