

Anticuerpo Policlonal Anti-Ifit3 Para Wb, Elisa - O14879

Número de artículo: CM0015713



Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-IFIT3 validado para WB y ELISA, adecuado para muestras humanas, de ratón y de rata. Explore la investigación antiviral y de inmunidad innata con este reactivo de alta calidad de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFIT3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	P49; Ifi49; IFIT3
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3437
GeneID	15959
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del IFIT3 de ratón (NP_034631.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14879
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo