


Anticuerpo Policlonal Anti-Ifn-Beta Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P01575

Número de artículo: CM0020872



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IFN-beta de ratón (UniProt P01575), validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para investigaciones sobre inmunidad innata y señalización de interferón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFN-beta Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Ifb; IFNB; Ifl1da1; IFN-beta
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3456
GeneID	15977
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-182 del IFN-beta de ratón (NP_034640.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P01575
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo