


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ifn-Beta Para Wb, Elisa - P01574

Número de artículo: CM0012056



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IFN-beta humano para aplicaciones de Western blot y ELISA. Adecuado para investigación en inmunidad innata, respuesta antiviral y cáncer. Inmunógeno recombinante, detecta proteína de 22 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo IFN-beta
Observaciones/Alias	IFB; IFF; IFNB; IFN-beta
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3456
ID de Gen	3456
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-187 del IFN-beta humano (NP_002167.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01574
Peso Molecular de la Proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo