

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ifn-Gamma Para Wb, Fc, Elisa - P01579

Número de artículo: CM0006013



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el IFN-gamma humano, validado para WB, FC, ELISA. Adecuado para estudiar la función del interferón inmune en respuestas antimicrobianas y antitumorales. - P01579

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	IFN-gamma Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IFG; IFI; IMD69
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3458
ID de Gen	3458
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-166 del IFN-gamma humano (NP_000610.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, FC (intra), ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01579
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo