

Anticuerpo Policlonal Anti-Ifn Gamma Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01579

Número de artículo: CM0013707



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IFN gamma humano (Interferón gamma), adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Peso proteico ~19kDa. Para investigación de citoquinas y estudios de inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFN gamma pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IFG; IFI; IMD69; IFN gamma
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3458
ID de Gen	3458
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-161 de IFN gamma (NP_997468.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01579
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo