


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ifn Gamma Para Wb, Elisa - P01579

Número de artículo: CM0007403



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra IFN gamma humano, adecuado para Western blot y ELISA. Inmunógeno de proteína recombinante; reacciona de forma cruzada con humano. Útil en la investigación de citoquinas y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac m de conejo anti-IFN gamma
Observaciones/Alias	IFG; IFI; IMD69; IFN gamma
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3458
GeneID	3458
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-161 del IFN gamma humano (NP_000610.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01579
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo