

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ifn-Gamma Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01579

Número de artículo: CM0011050



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IFN-gamma validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta IFN-gamma humano, una citoquina clave en las respuestas inmunitarias antimicrobianas, antivirales y antitumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFN-gamma Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IFG; IFI; IMD69
Especie	Humano
GeneID (humano)	3458
GeneID	3458
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-166 del IFN-gamma humano (NP_000610.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01579
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo