

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ifn Gamma Para Wb, Elisa - P01579

Número de artículo: CM0017179



Introducción

Ofrecido para WB y ELISA, este anticuerpo policlonal de conejo se dirige al IFN gamma humano, una citocina clave en la inmunidad antimicrobiana y antitumoral, respaldando aplicaciones de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFN gamma pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IFG; IFI; IMD69; IFN gamma
Especie	Humano
GeneID	3458 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-166 del IFN gamma humano (NP_997468.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01579
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo