

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ifna10 Para Wb, Elisa - P01566

Número de artículo: CM0024125

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el interferón alfa-10 humano (IFNA10). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Ideal para investigación antiviral y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo IFNA10
Observaciones/Alias	IFN-alfaC; IFNA10
Especie	Humano
GenelD (humano)	3446
GenelD	3446
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-100 del IFNA10 humano (NP_002162.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P01566
Peso Molecular de la Proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo