

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ifngr1 Para Wb Y Elisa - P15260

Número de artículo: CM0002110



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra IFNGR1 (CD119) humano, validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de señalización por interferón gamma y respuestas inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] IFNGR1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; R1
Especie	Humano
ID genético (Humano)	3459
ID genético	3459
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-489 de IFNGR1 humano (NP_000407.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15260
Peso proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo