

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ifngr1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P15260

Número de artículo: CM0002065



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra IFNGR1 humano (CD119). Validado en WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Ideal para estudios de señalización del interferón gamma y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFNGR1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CD119, IFNGR, IMD27A, IMD27B, IFNGR1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3459
ID del Gen	3459
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 390-489 del IFNGR1 humano (P15260)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15260
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo