

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ifngr1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15260

Número de artículo: CM0027274



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IFNGR1, validado para WB, IHC-P, ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Facilita la investigación sobre la señalización de interferón gamma y las vías de respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFNGR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; IFNGR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3459
GeneID	3459
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-489 del IFNGR1 humano (NP_000407.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15260
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo