

Anticuerpo Policlonal Anti-Ifngr2 Para Wb Y Elisa - P38484

Número de artículo: CM0027036



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-IFNGR2 está diseñado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada a humano, ratón y rata, facilitando los estudios de señalización del interferón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	IFNGR2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	AF-1; IFGR2; IMD28; IFNGT1; IFNGR2
Especie	Humano
ID del Gen (humano)	3460
ID del Gen	3460
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 238-337 del IFNGR2 humano (NP_005525.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P38484
Peso Molecular de la Proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo