

Anticuerpo Policlonal Anti-Ifnl1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8lu54

Número de artículo: CM0025975



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IFNL1 humano (IL-29), validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación antiviral e inmunomoduladora.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFNL1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IL29; IL-29; IFNL1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	282618
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-200 del IFNL1 humano (NP_742152.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IU54
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo