

Anticuerpo Policloronal Anti-Ifnl3 Para Ihc-P Y Elisa - Q8Izi9

Número de artículo: CM0015496



Introducción

Anticuerpo policloronal de conejo de alta calidad dirigido a IFNL3 (IL-28B/IL-28C) humano, validado para IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigar la defensa antiviral mediada por interferones de tipo III en tejidos epiteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFNL3 Rabbit pAb
Notas / Alias	IL28B; IL28C; IL-28B; IL-28C; IFN-lambda-3; IFN-lambda-4; IFNL3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	282617
GeneID	282617
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-196 de IFNL3 humano (NP_742151.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IZI9
Peso Molecular	22kDa
Envío	Bolsa de hielo