

Anticuerpo Policlonado Anti-Ifnl3 Para Wb Y Elisa - Q8Izi9

Número de artículo: CM0027953



Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo de alta calidad contra IFNL3 humana (IL28B/IL28C). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada para humano y ratón. Para investigación en antiviral y inmunomodulación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFNL3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IL28B; IL28C; IL-28B; IL-28C; IFN-lambda-3; IFN-lambda-4; IFNL3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	282617
GeneID	282617
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 1-100 de IFNL3 humano (NP_742151.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8IZI9
Peso Molecular	22kDa
Envío	Bolsa de hielo