

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ifnlr1 Para Wb, Elisa - Q8lu57

Número de artículo: CM0016960



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-IFNLR1 de alta calidad, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la defensa antiviral y la señalización JAK/STAT en células epiteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IFNLR1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	IFNLR; LICR2; IL28RA; CRF2/12; IL-28R1; IFNLR1
Especie	Humano
GeneID (humano)	163702
GeneID	163702
Inmunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-228 de IFNLR1 humano (NP_734464.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8IU57
Peso proteico	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo