

Anticuerpo Policlonal Anti-Ifrd1 Para Wb, Elisa - 000458

Número de artículo: CM0018482

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IFRD1 humano (PC4/TIS7). Validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en señalización del factor de crecimiento nervioso (NGF) y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFRD1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PC4; TIS7; IFRD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3475
GeneID	3475
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 del IFRD1 humano (NP_001541.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo