

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ifrd1 Para Wb, Elisa - 000458

Número de artículo: CM0029723

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IFRD1 humano (PC4/TIS7) para Western blot y ELISA. Muestra reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la diferenciación mediada por NGF y la regulación del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFRD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PC4; TIS7; IFRD1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3475
ID de Gen	3475
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00458
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo