

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ift57 Para Wb, Elisa - Q9Nwb7

Número de artículo: CM0024721

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IFT57 humano (HIPPI, OFD18) validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de cilios y la señalización de hedgehog.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFT57 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HIPPI; OFD18; MHS4R2; ESRRBL1; IFT57
Especie	Humano
ID de Gen	55081
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-429 de IFT57 humano (NP_060480.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NWB7
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo