

Anticuerpo Policlonal Anti-Ift74 Para Wb, Elisa - Q96Lb3

Número de artículo: CM0017492

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína homóloga 74 de transporte intraflagelar (IFT74), validado para WB y ELISA, reactivo con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de ciliogénesis y flagelogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFT74 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CMG1; BBS22; CCDC2; CMG-1; JBTS40; SPGF58; IFT74
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	80173
ID de Gen	80173
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-372 del IFT74 humano (NP_001092694.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96LB3
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo