

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ift81 Para Wb, Elisa - Q8Wya0

Número de artículo: CM0028351

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IFT81 humano (CDV1), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Diseñado para investigación del complejo B ciliar/IFT y señalización SHH. SWISS Q8WYA0.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IFT81 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DV1; CDV1; CDV-1; CDV1R; CDV-1R; SRTD19; IFT81
Especie	Humano
GenelD	28981
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 550-676 de IFT81 humano (NP_054774.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WYA0
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo