

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ift88 Para Wb, Elisa - Q13099

Número de artículo: CM0003869

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra IFT88 humano, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la biogénesis del cilio primario y la autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFT88 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DAF19; TG737; TTC10; hTg737; D13S1056E; IFT88
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8100
GeneID	8100
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 534-833 del IFT88 humano. (NP_783195.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13099
Peso Proteico	93kDa
Envío	Bolsa de hielo