

Anticuerpo Policlonal Anti-Ift88 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13099

Número de artículo: CM0013206

Introducción

Anticuerpo de conejo policlonal IFT88 validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación en cilios y autofagia. (SWISS: Q13099)

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFT88 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DAF19; TG737; TTC10; hTg737; D13S1056E; IFT88
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8100
GeneID	8100
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 534-833 de IFT88 humano (NP_783195.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13099
Peso Proteico	93kDa
Envío	Bolsa de hielo