


Anticuerpo Policlonal Anti-Igf1 Para Wb - P05019

Número de artículo: CM0020987



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IGF1 humana (factor de crecimiento similar a la insulina I) para Western blot. Reacciona con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la señalización por factores de crecimiento, apoptosis y desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	IGF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IGF; MGF; IGF1; IGF-I; IGF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3479
GeneID	3479
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 65-165 de IGF1 humano (NP_000609.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P05019
Peso Molecular de Proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo