


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Igf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05019

Número de artículo: CM0017281



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IGF1 humano (factor de crecimiento similar a la insulina 1), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con IGF1 de ratón. Ideal para estudios de investigación sobre señalización de factores de crecimiento, metabolismo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IGF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IGF; MGF; IGF1; IGF-I; IGF1
Especie	Humano
GeneID	3479
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del IGF1 humano (NP_000609.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P05019
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo