


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Igf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05019

Número de artículo: CM0017250



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra IGF1 humano para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Aplicable en investigación de señalización de factores de crecimiento, metabolismo y neurociencia.

[Aprende más](#)

Especificaciones del Producto	Detalles
Nombre del Producto	IGF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IGF; MGF; IGF1; IGF-I; IGF1
Especie	Humano
GenelD (humano)	3479
GenelD	3479
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del IGF1 humano (NP_000609.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05019
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo