

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Igf1R Para Wb, Elisa - P08069

Número de artículo: CM0018374



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IGF1R humano (CD221/IGFIR). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para el estudio de la señalización IGF, biología del cáncer y proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] IGF1R Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IGFR; CD221; IGFIR; JTK13; 1R
Especie	Humano
GeneID	3480
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1201-1367 del IGF1R humano (NP_000866.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08069
Peso Proteico	155kDa
Envío	Bolsa de hielo