

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Igf2 Para If/Icc - P01344

Número de artículo: CM0023642



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al IGF2 humano, adecuado para IF/ICC. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre crecimiento fetal, metabolismo de la glucosa y diferenciación tisular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	IGF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IGF2; C11orf43; GRDF; IGF-II; PP9974; factor de crecimiento similar a la insulina 2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3481
GeneID	3481
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 70-180 del IGF2 humano (P01344).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01344
Peso Proteico	20kDa/26kDa
Envío	Bolsa de hielo