


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Igf2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01344

Número de artículo: CM0021502



### Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo IGF2 validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada para muestras humanas, de ratón y de rata. El inmunógeno recombinante garantiza una detección fiable del factor de crecimiento similar a la insulina II en estudios de crecimiento fetal, metabolismo y diferenciación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo IGF2                                                                                                                                        |
| Observaciones/Alias | GRDF; SRS3; IGF-II; PP9974; C11orf43; IGF2                                                                                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 3481                                                                                                                                                      |
| GeneID              | 3481                                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-180 del IGF2 humano (NP_000603.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                  |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                       |
| SWISS               | P01344                                                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 20kDa                                                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                            |