

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Igf2Bp1/Imp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nzi8

Número de artículo: CM0017540



### Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo IGF2BP1/IMP1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta IGF2BP1 humano, de ratón y de rata; ideal para investigación en biología del ARN, cáncer y neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo IGF2BP1/IMP1                                                                                                |
| Observaciones/Alias | IMP1; ZBP1; CRDBP; IMP-1; CRD-BP; VICKZ1; IGF2BP1/IMP1                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                    |
| ID del Gen (Humano) | 10642                                                                                                                     |
| ID del Gen          | 10642                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 478-577 del IGF2BP1/IMP1 humano (NP_006537.3) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                  |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                       |
| SWISS               | Q9Nzi8                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 63kDa                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                            |