


Anticuerpo Policlonal Anti-Igf2Bp2/Imp2 Para If/Icc, Elisa - Q9Y6M1

Número de artículo: CM0013165



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo tiene como objetivo IGF2BP2/IMP2 humano (también conocido como IMP-2, VICKZ2), validado para IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Estudie su función en el transporte de ARNm y el control de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IGF2BP2/IMP2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
Especie	Humano
GeneID	10644 (Humano)
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-599 de IGF2BP2/IMP2 humano (NP_006539.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6M1
Peso Molecular	66kDa
Envío	Bolsa de hielo