


Anticuerpo Policlonal Anti-Igf2Bp2/Imp2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6M1

Número de artículo: CM0026239



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra IGF2BP2/IMP2, una proteína clave de unión a ARN involucrada en el transporte y estabilidad del ARNm. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación oncológica y del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IGF2BP2/IMP2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
Especie	Humano
GeneID (humano)	10644
GeneID	10644
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-599 de IGF2BP2/IMP2 humano (NP_006539.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y6M1
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo