


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Igf2Bp2/Imp2 Para Wb, If, Elisa - Q9Y6M1

Número de artículo: CM0022859



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IGF2BP2/IMP2 humano. Validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Se dirige a una proteína de aproximadamente 66 kDa implicada en la estabilidad y el transporte del ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	pAb de conejo contra IGF2BP2/IMP2
Observaciones/Alias	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
Especie	Humano
GeneID	10644
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 330-599 de IGF2BP2/IMP2 humano (NP_006539.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y6M1
Peso de la proteína	66 kDa
Envío	Bolsa de hielo