


Anticuerpo Policlonal Anti-Igf2Bp3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - 000425

Número de artículo: CM0029972



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IGF2BP3 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de proteínas de unión a ARN en biología del cáncer y del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-IGF2BP3
Observaciones/Alias	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3, IGF2BP3
Especie	Humano
GeneID	10643 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-579 de IGF2BP3 humano (NP_006538.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00425
Peso de la proteína	64 kDa
Envío	Bolsa de hielo