


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igf2Bp3/Imp3 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - O00425

Número de artículo: CM0006563



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra IGF2BP3/IMP3 humano, validado para WB, IP, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de cáncer y proteínas de unión a ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IGF2BP3/IMP3 Rabbit mAb
Anotaciones/Alias	KOC; CT98; IMP3; KOC1; IMP-3; VICKZ3; IGF2BP3/IMP3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10643
GeneID	10643
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-579 de IGF2BP3/IMP3 humano (NP_006538.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00425
Peso de la proteína	64 kDa
Envío	Bolsa de hielo